


AED使用時、傷病者のプライバシーを守るため 三角巾は体にかぶせてお使いください



- ・ AEDパッドは **直接素肌** に貼り付けてください
- ・ AEDは服をすべて脱がさなくても使用できます
- ・ 三角巾は止血などにも使用できます

【緊急時連絡先】 ☎ 119

鶴岡市消防本部通信指令課 (☎0235-22-8321)

女性に配慮したAEDの使い方

パッドを

素肌に直接貼り付ける


ことができている場合は、**ブラジャーを外す必要はありません。**

服の下で下着をずらして、**右の鎖骨の下と左のわき腹のあたり**に貼ることで対応できます。

金属製品 (ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等) は **パッドに触れさせないように** してください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

AEDのパッドに描かれているイラストをご参照ください。



パッドを貼った後に

上から上着やタオルなどを

かけても大丈夫です。

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬 (湿布等) が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合 (胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える) は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。